

Fluxul de lucru cu **BRILLIANT** Lumina



Înainte de albirea dinților cu BRILLIANT Lumina, efectuați un control și îndepărtați placa bacteriană.

Repetăți pașii 4-9



Adăugați la gel activatorul BRILLIANT Lumina.



Se amestecă cele două componente.



Aplicați gelul pe suprafața dinților.



La final, îndepărtați bariera gingivală și ruloarele de vată.



După tratament, se poate clăti cavitatea bucală cu apă, din care se poate înghiți o cantitate mică.



Evaluați din nou nuanța de referință. Rezultatul tratamentului cu BRILLIANT Lumina este o nuanță dentară cu strălucire naturală.



La început, evaluați nuanța de referință a dinților împreună cu pacientul.



Protejați gingia cu rulouri de vată și o barieră gingivală.



Deschideți câte un borcan de gel pentru fiecare ciclu de aplicare.



Lăsați gelul pe suprafața dinților pe durata de aplicare.



Gelul poate fi aspirat cu precizie după ciclul de aplicare, cu instrumentul ROEKO Surgitip.



După aceea, curățați cavitatea orală în întregime cu apă. Aspiratorul volumetric VacuSoft oferă asistența optimă pentru această etapă de lucru.