

Matrice ossea e collagenica OsteoBio® - Italiano -

Dispositivo Médico de classe III, matrice ossea e collagenica di origine eterologa, sostitutivo dell'osso autologo o alologo di cui presenta la matrice e forma porosa.

Sp-Block: matrice ossea spongiosa in preformati a forma di blocchi, misure in etichetta.

C-Block: matrice ossea spongiosa in preformati a forma di cilindri, misure in etichetta.

V-Block: matrice ossea spongiosa in preformati a forma di coni, misure in etichetta.

Dual-Block: matrice ossea cortico-spongiosa in preformati, misure in etichetta.

Cortical-Teck: matrice ossea corticale in preformati, misure in etichetta

CARATTERISTICHE: minerale osseo e collagene di origine eterologa, osteoconduttivo, riassorbibile, biocompatibile, igroscopico. Il prodotto è moderatamente radiopaco. CONFEZIONAMENTO: blister sterile monouso. INDICAZIONI CLINICHE: coadiuvanti per la ricostruzione o il recupero parziale o totale di porzioni ossee perse, quali riempitivi di difetti ossei non infetti, non sclerotici e ben irrigati. MODALITÀ D'USO: idratati in preformati con soluzioni sterili e manipolati modellandoli in condizioni di sterilità, adattati al sito ricevente, accuratamente cuventato al fine di garantire una buona irradiazione dell'innesto. Stabilizzare sempre il preformato nel sito d'innesto tramite dispositivi di sintesi (viti e pins) sterili. EFFETTI COLLATERALI: nessuno noto. Sebbene il sistema d'innestazione adottato abbia dimostrato l'azione di reazione a anticorpi avversa, non si può comunque escludere la remota possibilità. CONTROINDICAZIONI: non utilizzare in pazienti che presentano patologie o affezioni che controbilancino la chirurgia o che presentino infezione acuta o cronica (osteomielite) in etichetta. Non indicato nei pazienti con disregistività immunologica o affetti da patologie autoimmuni, in particolare nell'infezione e nell'artrite. Non utilizzare direttamente o in prossimità di grossi vasi o nervi. Non utilizzare in siti ricoveriti scarsamente irrigati, necrotici o infetti. Non utilizzare in siti che non garantiscono la stabilità e la protezione del prodotto una volta innestato. Il prodotto è monouso e come tale non deve essere sterilizzato. AVVERTENZE: il prodotto non è stato sperimentato su pazienti in gravidanza. Il prodotto non deve essere utilizzato se la confezione si presenta danneggiata o aperta prima dell'uso. La sede di innesto deve essere ben deersa e pulita e il prodotto deve essere ben stabilizzato e protetto. Prodotto distribuito a chirurghi specializzati con consolidata esperienza clinica in innesti di biomateriali: attenersi rigorosamente alle indicazioni fornite dalla letteratura scientifica sugli innesti eterologhi, in particolare alla letteratura scientifica relativa ai dispositivi OsteoBio® citata sul sito www.osteobiol.com, oltre che alle presenti istruzioni. Per ogni singola applicazione, è responsabilità del chirurgo specialista la corretta gestione clinica del biomateriale e del paziente. L'esposizione del prodotto comporta un riassorbimento precoce dello stesso ed è possibile una guarigione per seconda intenzione della ferita. SCADENZA: la validità del prodotto è di otto anni dalla data di sterilizzazione e la data di scadenza è riportata sull'etichetta. CONSERVAZIONE: il prodotto deve essere conservato al riparo da fonti dirette di calore e dai raggi solari, in un luogo asciutto e pulito alle condizioni riportate in etichetta.

SMALTIMENTO: il prodotto non contiene sostanze pericolose e qualora non utilizzato può essere disassemblato e smaltito come normale rifiuto urbano. ORIGINE DEL PRODOTTO: l'ultima lettera del codice prodotto REF indica l'origine del materiale (S=suina; E=equina). Simboli utilizzati in etichetta: monouso anno e mese di scadenza numero di lotto leggere attentamente le istruzioni Sterile. Sterilizzazione operata tramite irraggiamento con raggi gamma. Se la confezione è aperta o danneggiata la sterilità del prodotto non è più garantita. limitazione della temperatura

Bone and collagen matrix OsteoBio® - English -

Class III medical device, bone and collagen matrix of heterologous origin, for the replacement of the autologous bone represented by the matrix and the porous form.

Sp-Block: cancellous block-shaped bone matrix, sizes specified on the label.

C-Block: cancellous cylinder-shaped bone matrix, sizes specified on the label.

V-Block: cancellous wedge-shaped bone matrix, sizes specified on the label.

Dual-Block: cortico-cancellous preformed bone matrix, sizes specified on the label.

Cortical-Teck: cortical preformed bone matrix, sizes specified on the label.

CHARACTERISTICS: heterologous bone matrix and collagen, osteoconductive, resorbable, biocompatible, hygroscopic. The product is slightly radiopaque. PACKAGING: sterile disposable blister. CLINICAL INDICATIONS: adjuncts for the reconstruction or partial or total recovery of lost bone portions, such as fillers for non-infected, non-sclerotic and well vascularized bone defects. DIRECTIONS FOR USE: hydrate the blocks with sterile solutions and shape them under sterile conditions; adapt them to the receiving site, carefully freshened in order to ensure proper vascularization of the graft. Always stabilize the preformed in the grafting site using sterile synthetic devices (screws and pins). SIDE EFFECTS: none known. Although the grafting procedure adopted has demonstrated the inhibition of adverse antibody reactions, the remote possibility of graft rejection cannot be excluded. CONTRAINDICATIONS: do not use in patients who have pathologies or conditions that contraindicate surgery or who have an acute or chronic infection (osteomyelitis). Not indicated for patients with immunodisregulation or suffering from autoimmune diseases, particularly children and the elderly. Do not use directly on near large vessels or nerves. Do not use on poorly vascularized, necrotic or infected recipient sites. Do not use directly on the product after the date of sterilization and the expiry date. The product must not be used if the packaging is damaged or opened before use. WARNING: This product has not been tested on pregnant women. The product is for single use only and, as such, should not be re-sterilized. The graft site must be properly washed and cleaned, and the product must be well stabilized and protected. Product reserved for surgeons with experience in biomaterial implants: strictly adhere to the instructions given in the scientific literature on heterologous grafts, especially the scientific literature on OsteoBio® devices available on the website www.osteobiol.com, as well as the instructions herein. For every single application, the specialist surgeon has the responsibility to ensure proper clinical management of the biomaterials and the patient. EXPIRY DATE: the product is valid for five years from the date of sterilization and the expiry date is indicated on the label. STORAGE: The product must be stored away from direct heat sources and sunlight, in a dry and clean place, under the conditions indicated on the label. DISPOSAL: the product does not contain hazardous substances and it may be disassembled and disposed of as regular municipal waste. PRODUCT ORIGIN: the last letter on the label of the product code REF indicates the source of the material (S=porcine; E=equine). Symbols used on the label: single use year and month of expiry lot number carefully read the instructions Sterile. Sterilization performed by radiation with gamma rays. If the packaging is open or damaged the sterility of the product is no longer guaranteed. limitation of the temperature

OsteoBio® Knochen- und Kollagenmatrix - Deutsch -

Medizinprodukt der Klasse III, Knochen- und Kollagenmatrix heterologen Ursprungs als Ersatz für den autogenen oder allogenen Knochen, dessen Matrix und Porenform es aufweist.

Sp-Block: schwammige Knochenmatrix in Zylinderform, Maße auf dem Etikett.

C-Block: schwammige Knochenmatrix in Zylinderform, Maße auf dem Etikett.

V-Block: schwammige Knochenmatrix in Keilform, Maße auf dem Etikett.

Dual-Block: schwammige Knochenmatrix in Vorformaten, Maße auf dem Etikett.

Cortical-Teck: kortikale Knochenmatrix in Vorformaten, Maße auf Etikett

EIGENSCHAFTEN: Knochenmineral und Kollagen heterologen Ursprungs, osteoconduttiv, resorbierbar, biokompatibel, hygroscopisch. Das Produkt ist mäßig röntgendicht. KLINISCHE INDIKATIONEN: Hilfstoffe für die Rekonstruktion oder teilweise oder vollständige Wiederherstellung verlorengegangener Knochenanteile. VERPACKUNG: sterile Einzel-Beutel. VERWENDUNGSEISE: Die Vorformate mit sterilen Lösungen hydrieren und unter sterilen Bedingungen formen; an die Empfängerstelle anpassen; die sorgfältig aufgerichtet werden muss, um eine gute Durchblutung des Einsatzes zu gewährleisten. Das Vorformat an der Einsetzstelle immer mit sterilen Verbindungsmitel (Schrauben und Pins) stabilisieren. NEBENWIRKUNGEN: keine bekannt. Obwohl das verwendete Verabgabensystem die Hemmung unerwünschter Antikörperreaktionen nachgewiesen hat, kann eine entfernte Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden. KONTRAINDIKATIONEN: Nicht bei Patienten mit Pathologien bzw. Krankheit verwenden, die mit einer Operation unvereinbar sind, oder Patienten mit akuten oder chronischen Infektionen (Osteomyelitis). Nicht indiziert für Patienten mit immunologischer Dysreaktivität oder mit Autoimmunkrankungen, besonders in der Kindheit und im Alter. Nicht direkt oder in der Nähe von großen Gefäßen oder Nerven verwenden. Nicht an schlecht durchbluteten, nekrotischen oder infizierten Stellen verwenden. Nicht an Stellen verwenden, an denen die Stabilität und der Schutz des Produkts nach dem Einsetzen nicht gewährleistet ist. Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn die Verpackung beschädigt oder bereits offen ist. WARNUNG: Dieses Produkt wurde nicht an schwangeren Patientinnen getestet. Das Produkt ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt und sollte daher nicht erneut sterilisiert werden. Die Einsatzstelle muss gut gewaschen und gereinigt und der Patient stabilisiert und geschützt werden. Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn die Verpackung offn oder beschädigt ist. Die Sterilität des Produkts nicht mehr gewährleistet. Temperaturbegrenzung

Matrice osseuse et collagenique OsteoBio® - Français -

Dispositif médical de classe III, matrice osseuse et collagénique d'origine hétérologue, substitut de l'os autologue ou allogène dont il présente la matrice et la forme poreuse.

Sp-Block : matrice osseuse spongieuse en éléments préformés en blocs, mesures sur étiquette.

C-Block : matrice osseuse spongieuse en éléments préformés en cylindres, dimensions sur étiquette.

V-Block : matrice osseuse spongieuse en éléments préformés triangulaires, dimensions sur étiquette.

Dual-Block : matrice osseuse cortico-spongieuse en éléments préformés, dimensions sur étiquette.

Cortical-Teck : matrice osseuse corticale en éléments préformés, dimensions sur étiquette.

CARACTÉRISTIQUES : minéral osseux et collagène d'origine hétérologue, ostéoconductif, résorbable, biocompatible, hygroscopique. Le produit est modérément radio-paque. CONDITIONNEMENT : blister stérile à usage unique. INDICATIONS CLINIQUES : co-adjuvants pour la reconstruction ou la récupération partielle ou totale de pertes osseuses, en tant qu'agents de remplissage de lacunes osseuses non infectées, non sclérotiques et bien vascularisées. MODÈ D'EMPLOI : hydrater les éléments préformés avec des solutions stériles et les manipuler en les modélant en conditions stériles ; les adapter sur le site receveur soigneusement mis à vil pour garantir une bonne vascularisation de l'implant. Toujours stabiliser l'élément préformé sur le site d'implantation à l'aide de dispositifs de synthèse (vis et broches) stériles. EFFETS SECONDAIRES : aucun connu. Bien que le système de traitement adopté ait démontré l'inhibition de réactions d'anticorps indésirables, une éventuelle réaction à distance ne peut toutefois être exclue. CONTRE-INDICATIONS : ne pas utiliser chez des patients présentant des pathologies ou affections qui contre-indiquent la chirurgie ou présentant une infection aiguë ou chronique (ostéomyélite) en cours. Non indiqué chez les patients à réactivité immunoologique altérée ou atteints de pathologies auto-immunes, en particulier les enfants et les personnes âgées. Ne pas utiliser directement sur ou à proximité de gros vaisseaux ou nerfs. Ne pas utiliser sur des sites receveurs faiblement vascularisés, nécrotiques ou infectés. Ne pas utiliser sur des sites ne garantissant pas la stabilité et la protection du produit une fois implanté. Le produit ne doit pas être utilisé si l'emballage est endommagé ou ouvert avant usage. MISE EN GARDE : le produit n'a pas été expérimenté sur les femmes enceintes. Le produit est à usage unique et ne doit donc pas être stérilisé une deuxième fois. Le site d'implantation doit être correctement nettoyé et propre ; le produit doit être bien stabilisé et protégé. Produit réservé aux chirurgiens spécialisés avec longue expérience clinique en greffes de biomatériaux : respecter

rigoureusement les indications fournies par la littérature scientifique en matière de greffes hétérologues, notamment par la littérature scientifique relative aux dispositifs OsteoBio® mentionnés sur le site www.osteobiol.com, ainsi que les présentes instructions. Pour chaque application, le chirurgien est responsable de la gestion clinique des biomatériaux et du patient. PEREMPTION : le produit peut être utilisé pendant cinq ans après la date de stérilisation ; la date de péremption est indiquée sur l'étiquette. CONSERVATION : le produit doit être conservé à l'abri des sources directes de chaleur et des rayons du soleil, dans un lieu sec et propre, dans les conditions indiquées sur l'étiquette. ÉLIMINATION : le produit ne contient pas de substances dangereuses et, en cas de non-utilisation, il peut être démonté et éliminé comme un déchet ménager traditionnel. ORIGINE DU PRODUIT : sur l'étiquette, la dernière lettre du code du produit REF indique l'origine du matériel (S=porcine ; E=équine). Symboles utilisés sur l'étiquette : jetable année et mois d'expiration numéro de lot lisez attentivement les instructions limitation de la température Stérilisation effectuée par irradiation aux rayons gamma. Si l'emballage est ouvert ou endommagé, la stérilité du produit n'est plus garantie.

Matriz ósea y de colágeno OsteoBio® - Español -

Dispositivo Médico de clase III, matriz ósea y de colágeno de origen heterólogo, sustitutivo del hueso autólogo o alólogo del cual presenta la matriz y forma porosa.

Sp-Block: matriz ósea esponjosa en preformados con forma de bloques, medidas en la etiqueta.

C-Block: matriz ósea esponjosa en preformados con forma de cilindros, medidas en la etiqueta.

V-Block: matriz ósea esponjosa en preformados con forma de conos, medidas en etiqueta.

Dual-Block: matriz ósea cortico-esponjosa en preformados, medidas en la etiqueta.

Cortical-Teck: matriz ósea cortical en preformados, medidas en la etiqueta.

CARACTERÍSTICAS: mineral óseo y colágeno de origen heterólogo, osteocondutivo, reabsorbible, biocompatible, higroscópico. El producto es moderadamente radiopaco. ENVASE: blister estéril desechable. INDICACIONES CLÍNICAS: coadiuvantes para la reconstrucción o la recuperación parcial o total de porciones óseas perdidas, como rellenos de defectos óseos no infectados, no escleróticos y bien irrigados. MODO DE EMPLEO: humedezca los preformados con soluciones estériles y manipúleslos modelándolos en condiciones de esterilidad; adapte los a la zona receptora, cuidadosamente vascularizada con el fin de garantizar una buena irrigación del implante. Estabilice siempre el preformado en la zona de implante mediante dispositivos de síntesis (tornillos y pins) estériles. EFECTOS SECUNDARIOS: no se conocen. Aunque el tipo de elaboración adoptado ha demostrado la inhibición de las reacciones adversas de anticuerpos, no se puede, sin embargo, excluir una posibilidad remota. CONTRAINDICACIONES: no utilizar en pacientes que presenten patologías o alteraciones que contraindiquen la cirugía o que presenten una infección aguda o crónica (osteomielitis) en el momento. No indicado en pacientes con disreactividad inmunológica o que sufran enfermedades autoinmunes, en especial en la infancia y en ancianos. No utilizar directamente o cerca de grandes vasos o nervios. No utilizar en sitios receptores escasamente irrigados, necrosados o infectados. No utilizar en sitios que no garanticen la estabilidad y la protección del producto una vez implantado. No se debe utilizar el producto si el envase presenta daños o está abierto antes de uso. ADVERTENCIA: el producto no se ha probado en pacientes embarazadas. El producto es desechable y, como tal, no se debe volver a esterilizar. La zona del implante debe estar bien limpia y el producto debe estar bien estabilizado y protegido. Producto reservado a cirujanos especializados con una sólida experiencia clínica en implantes de biomateriales: siga estrictamente las indicaciones proporcionadas por la literatura científica sobre implantes heterólogos, en particular en la literatura científica sobre dispositivos OsteoBio® mencionada en el sitio www.osteobiol.com, además de estas instrucciones. Para cada aplicación, es responsabilidad del cirujano especialista la correcta gestión clínica de los biomateriales y del paciente. CADUCIDAD: la validez del producto es de cinco años a partir de la fecha de esterilización y la fecha de caducidad se muestra en la etiqueta. CONSERVACIÓN: se debe conservar el producto protegido de fuentes directas de calor y de la luz del sol, en un lugar seco y limpio, y en las condiciones que se muestran en la etiqueta. ELIMINACIÓN: el producto no contiene sustancias peligrosas y si no se utiliza se debe desmontar y eliminar como un desecho municipal waste. ORIGEN DEL PRODUCTO: en la etiqueta, la última letra del código de producto REF indica el origen del material (P=porcino; E=equino). Símbolos utilizados en la etiqueta: desechable año y mes de vencimiento número de lote lee las instrucciones cuidadosamente limitación de temperatura Steril. Esterilización realizada por irradiación con rayos gamma. Si el embalaje está abierto o dañado, la esterilidad del producto ya no se garantiza una.

Matriz óssea e collagenica OsteoBio® - Português -

Dispositivo Médico de classe III, matriz óssea e collagenica de origem heterologa, substitutivo do osso autologo ou alologo do qual apresenta a matriz e forma porosa.

Sp-Block: matriz óssea esponjosa em pré-formados na forma de blocos, medidas no rótulo.

C-Block: matriz óssea esponjosa em pré-formados na forma de cilindros, medidas no rótulo.

V-Block: matriz óssea esponjosa em pré-formados na forma de cones, medidas no rótulo.

Dual-Block: matriz óssea cortico-esponjosa em pré-formados, medidas no rótulo.

Cortical-Teck: matriz óssea cortica em pré-formados, medidas no rótulo.

CARACTERÍSTICAS: matriz óssea e colágeno de origem heterológica, osteocondutivo, reabsorvível, biocompatível, higroscópico. O produto é moderadamente visível em contraste com raios-x. APRESENTAÇÃO: blister estéril e descartável. INDICAÇÕES CLÍNICAS: coadiuvantes para a reconstrução ou a recuperação parcial ou total de partes ósseas perdidas, como preenchimentos de defeitos ósseos não infectados, não escleróticos e bem vascularizados. MODALIDADE DE USO: hidratar os pré-formados com soluções estériles e manipulá-los modelando-os em condições de esterilidade; adaptá-los ao local receptor, cuidadosamente orientado para garantir uma boa irrigação do implante. Estabilizar sempre o pré-formado no local do implante por meio de dispositivos de síntese (parafusos e pins) estériles. EFETOS COLATERAIS: nenhum conhecido. Mesmo se o sistema de operação aplicado tenha demonstrado inibição de reações de anticorpos adversos, não pode-se excluir a possibilidade remota. CONTRAINDICAÇÕES: não utilizar em pacientes que apresentem patologias ou alterações que contra-indiquem a cirurgia ou que apresentem infecção aguda ou crônica (osteomielite) no momento. Não indicado em pacientes com forte reação imunológica ou com patologias autoimunes, em particular em crianças e idosos. Não utilizar diretamente ou nas proximidades de grandes vasos ou nervos. Não utilizar em locais que locais recebedores escassamente vascularizados, necrosados ou infectados. Não utilizar em locais que não garantam a estabilidade e a proteção do produto logo após ser implantado. O produto não deve ser utilizado se a embalagem apresentar-se danificada ou aberta antes do uso. ADVERTÊNCIA: O produto não foi experimentado em pacientes em gravidez. O produto é descartável e como tal não deve ser re-esterilizado. A base do implante deve ser bem desinfetada e limpa e o produto deve estar bem estabilizado e protegido. Produto reservado a cirurgiões especializados com experiência clínica consolidada em implantes de biomateriais: observe rigorosamente as indicações fornecidas pela literatura científica relativa sobre os implantes heterólogos, em particular à literatura científica relativa aos dispositivos OsteoBio® citada no site www.osteobiol.com, para além das presentes instruções. Para cada uma das aplicações, é responsabilidade do cirurgião especializado a gestão clínica correta dos biomateriais e do paciente. VENCIMENTO: a validade do produto é de cinco anos a data de esterilização e a data de vencimento é descrita na etiqueta. CONSERVAÇÃO: o produto deve ser conservado ao abrigo de fontes diretas de calor e dos raios solares, em local seco e limpo e nas condições descritas no rótulo. ELIMINAÇÃO: o produto não contém substâncias perigosas e caso não utilizado pode ser desmontado e é eliminado como lixo doméstico ou lixo normal. CONTRAINDICAÇÕES: não utilizar em pacientes que apresentem patologias ou alterações que contra-indiquem a cirurgia ou que apresentem infecção aguda ou crônica (osteomielite) no momento. Não indicado em pacientes com forte reação imunológica ou com patologias autoimunes, em particular em crianças e idosos. Não utilizar diretamente ou nas proximidades de grandes vasos ou nervos. Não utilizar em locais que locais recebedores escassamente vascularizados, necrosados ou infectados. Não utilizar em locais que não garantem a estabilidade e a proteção do produto logo após ser implantado. O produto não deve ser utilizado se a embalagem apresentar-se danificada ou aberta antes do uso. ADVERTÊNCIA: O produto não foi experimentado em pacientes em gravidez. O produto é descartável e como tal não deve ser re-esterilizado. A base do implante deve ser bem desinfetada e limpa e o produto deve estar bem estabilizado e protegido. Produto reservado a cirurgiões especializados com experiência clínica consolidada em implantes de biomateriais: observe rigorosamente as indicações fornecidas pela literatura científica relativa sobre os implantes heterólogos, em particular à literatura científica relativa aos dispositivos OsteoBio® citada no site www.osteobiol.com, para além das presentes instruções. Para cada uma das aplicações, é responsabilidade do cirurgião especializado a gestão clínica correta dos biomateriais e do paciente. VENCIMENTO: a validade do produto é de cinco anos a data de esterilização e a data de vencimento é descrita na etiqueta. CONSERVAÇÃO: o produto deve ser conservado ao abrigo de fontes diretas de calor e dos raios solares, em local seco e limpo e nas condições descritas no rótulo. ELIMINAÇÃO: o produto não contém substâncias perigosas e caso não utilizado pode ser desmontado e é eliminado como lixo doméstico ou lixo normal.

CONTRAINDICAÇÕES: não utilizar em pacientes que apresentem patologias ou alterações que contra-indiquem a cirurgia ou que apresentem infecção aguda ou crônica (osteomielite) no momento. Não indicado em pacientes com forte reação imunológica ou com patologias autoimunes, em particular em crianças e idosos. Não utilizar diretamente ou nas proximidades de grandes vasos ou nervos. Não utilizar em locais que locais recebedores escassamente vascularizados, necrosados ou infectados. Não utilizar em locais que não garantem a estabilidade e a proteção do produto logo após ser implantado. O produto não deve ser utilizado se a embalagem apresentar-se danificada ou aberta antes do uso. ADVERTÊNCIA: O produto não foi experimentado em pacientes em gravidez. O produto é descartável e como tal não deve ser re-esterilizado. A base do implante deve ser bem desinfetada e limpa e o produto deve estar bem estabilizado e protegido. Produto reservado a cirurgiões especializados com experiência clínica consolidada em implantes de biomateriais: observe rigorosamente as indicações fornecidas pela literatura científica relativa sobre os implantes heterólogos, em particular à literatura científica relativa aos dispositivos OsteoBio® citada no site www.osteobiol.com, para além das presentes instruções. Para cada uma das aplicações, é responsabilidade do cirurgião especializado a gestão clínica correta dos biomateriais e do paciente. VENCIMENTO: a validade do produto é de cinco anos a data de esterilização e a data de vencimento é descrita na etiqueta. CONSERVAÇÃO: o produto deve ser conservado ao abrigo de fontes diretas de calor e dos raios solares, em local seco e limpo e nas condições descritas no rótulo. ELIMINAÇÃO: o produto não contém substâncias perigosas e caso não utilizado pode ser desmontado e é eliminado como lixo doméstico ou lixo normal.

Símbolos utilizados no rótulo: descartável ano e mês de vencimento número do lote leia atentamente as instruções limitação da temperatura Estéril. Esterilização realizada por irradiação com raios gama. Se a embalagem estiver aberta ou danificada, a esterilidade do produto não é mais garantida.

Matryca kostno-kolagenowa OsteoBio® - Polski -

Urządzenie medyczne klasy III, matryca kostno-kolagenowa pochodzenia heterologicznego, zastępująca kość autologiczną lub allogeniczną, której matrycę i postać porowatą odwzorowuje.

Sp-Block: gabzasta matryca kostna w formie bloków, wymiary podane na etykiecie.

C-Block: gabzasta matryca kostna w formie cylindrów, wymiary podane na etykiecie.

Dual-Block: gabzasta matryca kostna w formie kónów, wymiary podane na etykiecie.

Cortical-Teck: kostno-gabzasta matryca kostna w formie kónów, wymiary podane na etykiecie.

CZECOWSKOŚCI: matryca kostna i kolagen pochodzenia naturalnego o właściwościach heterologicznych, osteocondukcyjnych, resorbowalnych, biokompatybilnych, higroskopijnych. Produkt umiarkowanie nieprzezroczysty promieni rentgenowskich. WSKAZANIA KLINICZNE: adjuwenty do rekonstrukcji lub częściowego lub całkowitego odzysku utraconych części kości, jako wypełniacze niezakażonych, niefaskiowanych i dobrze ukrwionych ubytków kościowych. OPAKOWANIE: sterylny blister jednorazowy. SPOSÓB UŻYCIA: należy wstępnie uformować boki jalcowym rozwarem i modelować je w sterylnych warunkach; dopasować je do dokładnie oczyszczonego łata wazszczy, aby zapewnić jego dobre ukwienie. Uniemożliw wstępnie ukształtowany element w łata wazszczy za pomocą sterylnych stabilizatorów (śrub i pin). SKUTKI UBOCZNE: nieznane. Chociaż przyjęty system przetwarzania wykazał hamowanie niepożądanych reakcji przeciwciał, nie można wykluczyć takiej możliwości. PRZECIWOWSKAZANIA: nie stosować u pacjentów, u których występują choroby lub dolegliwości stanowiące przeciwwskazania do zabiegów chirurgicznych lub u których stwierdzono ostrą lub przewlekłą infekcję (zapalenie szpiku kostnego). Produkt nie jest wskazany u pacjentów z zaburzeniami immunologicznymi lub cierpiących na choroby autoimmunologiczne, szczególnie w przypadku dzieci i osób starszych. Nie stosować w bezoporności spowodowanej lub w postaci dużych naczyń lub nerwów. Nie stosować w łatach szkieletowych, dolegliwych nerwów lub zainfekowanych. Nie stosować w miejscach, które nie gwarantują stabilności ochrony produktu po umieszczeniu. Nie stosować produktu, jeśli jego opakowanie jest uszkodzone lub było otwarte przed użyciem. OSTRZEŻENIE: produkt nie był testowany na kobietach w ciąży. Produkt jednorazowego użyciu – nie powinien być ponownie stylizowany. Łatze wazszczy musi być dobrze oczyszczone, a produkt dobrze ustabilizowany i odpowiednio osłonięty. Produkt zarezerwowany dla wyspecjalizowanych chirurgów z udukuowanym doświadczeniem klinicznym w zakresie wazszczy z biomateriałami. należy ściśle przestrzegać wskazań zawartych w literaturze naukowej dotyczącej wazszczy heterologicznych, a w szczególności w literaturze naukowej dotyczącej urządzeń OsteoBio® wymienionej na stronie www.osteobiol.com, a także w innych źródłach. W przypadku każdego indywidualnego zastosowania chirurg specjalista jest odpowiedzialny za prawidłowe postępowanie kliniczne w odniesieniu do biomateriałów i pacjenta. TERMIN WĄŻNOŚCI: ważność produktu wynosi pięć lat od daty stylizacji. Data ważności jest podana na etykiecie. PRZECIWOWSKAZANIA: produkt musi być przechowywany z dala od bezpośrednich źródeł ciepła i promieni słonecznych, w suchym i czystym miejscu oraz w warunkach odpowiednich na etykiecie. UTYLIZACJA: produkt nie zawiera substancji niebezpiecznych. Jeśli nie jest używany, można go rozłożyć i utylizować jako zwykły odpad komunalne. POCHODZENIE PRODUKTU: ostatnia litera kodu produktu REF na etykiecie wskazuje na pochodzenie infekcji (S=wieprzowa, E=konick).

Symbole używane na etykiecie: jednorazowy rok i miesiąc wygaśnięcia numer partii uważnie przeczytaj instrukcję ograniczenie temperatury

Sterylne. Stylizacja przeprowadzona przez napromienianie promieniami gamma. Jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone, sterylność produktu nie jest już gwarantowana.

OsteoBio® Kollagenerade benmatris - Svenska

Medicinsk produkt av klass III, ben- och kollagenmatris av heterologt ursprung, ersättning för det autologa eller allogena benet, av vilket det uppvisar porös matris och form.

Sp-Block: spongiös förmad benmatris i blockform, mått anges på etiketten.

C-Block: spongiös förmad benmatris i cylinderform, mått anges på etiketten.

V-Block: spongiös förmad benmatris i kónform, mått anges på etiketten.

Dual-Block: spongiös förmad benmatris i förmad, mått anges på etiketten.

Cortical-Teck: kortikal förmad benmatris, mått anges på etiketten.

EGENSKAPER: ben- och kollagenmatris av naturligt heterologt ursprung, osteocondukiv, resorberbar, biokompatibel, hygroscopisk. Produkten är i ett visst grad radiopac. FÖRPACKNING: i produktet kan användas under en period efter sterilisering. Den produkt som inte används ska förvaras i sin förpackning. KLINISKA INDIKATIONER: Tilläggsmiddel för rekonstruktion eller återställande, helt eller delvis, av förbrade benpartier, som fyllemedel för ej infekterade, sklerotiska och väl vasculariserade bendefekter. ANVÄNDNINGSTRUKTIONER: hydratisera de förmade produkterna med sterila lösningar och forma dem under sterila förhållanden, anpassa dem till motlaggabsåden, som noggant blodförsörjt för att garantera transplantsatens vascularisering. Stabilisera alltid den förmade produkten på transplantsattstället med sterila styrelsenordningar (skruvar och pins).

BIVERKNINGAR: Inga kända. Även om det används behandlingsystemet har påvisat inhibition av negativa antistofreaktioner, kan man dock inte utesluta en allvagns möjlighet.

KONTRAIKATIONER: ska ej användas i patienter med sjukdomar eller besvär som avråder från kirurgi eller som uppvisar pågående akuta eller kroniska infektioner (osteomyelit). Lämpar sig inte för patienter med immunologiska dysreaktioner eller som lider av autoimmuna sjukdomar, framför allt hos barn och äldre personer. Ska ej användas direkt på, eller i närheten av, stora ådror eller nerver. Ska ej användas på dåligt vasculariserade, nekrotiska eller infekterade motlaggabsåder. Ska ej användas på ställen, som inte garanterar stabilitet och skydd av produkten, när den väl transplanteras. Produkten får inte användas om förpackningen är skadad, eller har följatts före användning.

WARNING: produkten har inte testats på gravida patienter. Detta är en engångsprodukt och som sådan får den inte omsteriliseras. Transplantationsstället ska vara ordentligt rengjort och produkten ska vara väl stabiliserad och skyddad.

Produkten är reserverad för specialiserade kirurger med konsoliderad klinisk erfarenhet vad beträffar transplantation av biomaterial: följ nogga de anvisningar, som tillhandahålls i vetenskaplig litteratur rörande heterologa transplantationer, framför allt den vetenskapliga litteratur, som anvisar för korrekt klinisk hantering av biomaterialen och av patienten. BAST FOR: produktens giltighetstid är fem år från steriliseringsdatum och bäst före datum anges på etiketten.

FÖRVARING: produkten ska förvaras skyddad från direkta värmeåtkällor och från solstrål, på tørt och rent ställe under de förhållanden, som anges på etiketten.

BORTSKAFFNING: produkten innehåller inga farliga ämnen och om den inte har använts kan den monteras ned och bortskaffas som normal hushållsavfall.

PRODUKTENS URSPRUNG: på etiketten anger den sista bokstaven i produktkodens REF materials ursprung (S=svin, E=häst).

Symbols som används på etiketten:

disponibel år och måned for utløp lotnummer les anvisningarna noggant temperaturbegrensning

Steril. Sterilisering utförd genom bestrålning med gammastrålar. Om förpackningen är öppen eller skadad är produktets sterilitet inte längre garanterad.

OsteoBio® bein- og kollagenmatrise - Norsk -

Medisinsk utstyr, klasse III, bein- og kollagenmatrise av heterolog opprinnelse, egner seg som erstatning av det autologe bein eller allogisk skjelett etter som den presenterer matrise og den porøse form.

Sp-Block: svampet benmatrise i blokkformede preformater, mål på etiketten.

C-Block: svampet benmatrise i sylindriske preformater, mål på etiketten.

V-Block: svampet benmatrise i keilformede preformater, mål på etiketten.

Dual-Block: cortico-svampet benmatrise

