

Matrice ossea e collageneria OsteoBio® - Italiano -

Dispositivo Medico di classe III, matrice ossea e collageneria di origine eterologa, sostitutivo dell'osso autologo o alologo di cui presenta la matrice e forma porosa.

Gen-Os®: mineral osseo e collagene di origine naturale eterologa, osteoconduttivo, riassorbibile, biocompatibile, igroscopico. Il prodotto è moderatamente radiopaco. GRANULOMETRIA: 0,25–1 mm/ 1-2 mm.

INDICAZIONI CLINICHE: riempitivo collagenero di difetti ossei non infetti, non sclerotici, non soggetti a carico e ben irrigati.

CONFEZIONAMENTO: fazione di vetro o blister sterili monouso.

MODALITA' D'USO: OsteoBio® Gen-Os® deve essere idratato prima del suo utilizzo con soluzioni sterili. Inoltre per migliorarne la maneggevolezza, OsteoBio® Gen-Os® può essere miscelato con altri dispositivi come OsteoBio® TSV Gel. L'impatto così ottenuto va posizionato nel sito ricevente con strumentario sterile.

EFFETTI COLLATERALI: nessuno noto. Sebbene il sistema di lavorazione adottato abbia dimostrato l'ibizione di reazioni anticorpali avverse, non si può comunque escluderne la remota possibilità.

CONTROINDICAZIONI: non utilizzare in pazienti che presentano patologie o affezioni che controindicano la chirurgia o che presentino infezione acuta o cronica (osteomyelite) al momento. Non indicato nei pazienti con disregatività immunologica o affetti da patologie autoimmune, in particolare nell'infiammazione e nell'artrite. Non utilizzare direttamente o in prossimità di grossi vasi o nervi. Non utilizzare in siti riceventi scarsamente irrigati, necrotici o infetti. Non utilizzare in siti che non garantiscano la stabilità e la protezione del prodotto una volta innestato. Il prodotto è monouso e come tale non deve essere sterilizzato.

AVVERTENZE: Il prodotto non è stato sperimentato su pazienti in gravidanza. Il prodotto non deve essere utilizzato se la confezione si presenta danneggiata o aperta prima dell'uso. La sede di innesto deve essere ben difesa e pulita e il prodotto deve essere ben stabilizzato e protetto. Prodotto riservato a chirurghi specializzati con consolidata esperienza clinica in innesti di biomateriali: attenersi rigorosamente alle indicazioni fornite dalla letteratura scientifica sugli innesti eterologhi, in particolare alla letteratura scientifica relativa ai dispositivi OsteoBio® data sul sito www.osteobiol.com oltre che alle presenti istruzioni.

Per ogni singola applicazione, è responsabilità del chirurgo specialista la corretta gestione clinica del biomateriale e del paziente. L'esposizione del prodotto comporta un riassorbimento precoce dello stesso ed è possibile una guarigione per seconda intenzione della ferita.

SCADENZA: la validità del prodotto è di anni cinque dalla data di sterilizzazione e la data di scadenza è riportata in etichetta.

CONSERVAZIONE: Il prodotto deve essere conservato al riparo da fonti dirette di calore e dai raggi solari, in un luogo asciutto e pulito e alle condizioni riportate in etichetta.

SMALTIMENTO: Il prodotto non contiene sostanze pericolose e qualora non utilizzato può essere disassemblato e smaltito come normale rifiuto urbano.

ORIGINE DEL PRODOTTO: l'ultima lettera del codice prodotto REF indica l'origine del materiale (S=suina; E=equina).

Simboli utilizzati in etichetta: monouso anno e mese di scadenza numero di lot Leggere attentamente le istruzioni

Sterile. Sterilizzazione operata tramite irraggiamento con raggi gamma. Se la confezione è aperta o danneggiata la sterilità del prodotto non è più garantita. Limitazione della temperatura

Bone and collagen matrix OsteoBio® - English -

Class III medical device, bone and collagen matrix of heterologous origin, for the replacement of the autologous bone represented by the matrix and the porous form.

Gen-Os®: heterologous bone matrix, osteoconductive, resorbable, biocompatible, hygroscopic. The product is slightly radiopaque.

PACKING: STERILE. 0.25–1 mm/ 1-2 mm/ 1-2 mm.

CLINICAL INDICATIONS: collagenated filler for non-infected, non-sclerotic, bone defects on non-load bearing and well-vascularized sites.

PACKAGING: sterile disposable glass vial or blister.

DIRECTIONS FOR USE: OsteoBio® Gen-Os® must be hydrated prior to use with sterile solutions. For improved handling, OsteoBio® Gen-Os® can be mixed with other devices such as OsteoBio® TSV Gel: the mixture must be placed in the receiving site with sterile instruments.

SIDE EFFECTS: none known. Although the grafting procedure adopted has demonstrated the inhibition of adverse antibody reactions, the remote possibility of graft rejection cannot be excluded.

CONTRAINDICATIONS: do not use in patients who have pathologies or conditions that contraindicate surgery or who have an acute or chronic infection (osteomyelitis). Not indicated for patients with immunodeficiency or suffering from autoimmune diseases, particularly children and the elderly. Do not use directly or near large vessels or nerves. Do not use on poorly vascularized, necrotic or infected receiving sites. Do not use on sites that do not guarantee the stability and protection of the product after grafting. The product must not be used if the packaging is damaged or opened before use.

WARNING: this product has not been tested on pregnant women. The product is for single use only and, as such, should not be re-sterilized. The graft site must be properly washed and cleaned, and the product must be well stabilized and protected.

Product reserved for surgeons with experience in biomaterial implants: strictly adhere to the instructions given in the scientific literature on heterologous grafts, especially the scientific literature on OsteoBio® devices available on the website www.osteobiol.com, as well as the instructions herein. For every single application, the specialist surgeon has the responsibility to ensure proper clinical management of the biomaterials and the patient.

EXPIRY DATE: the product is valid for five years from the date of sterilization and the expiry date is indicated on the label.

STORAGE: The product must be stored away from direct heat sources and sunlight, in a dry and clean place, under the conditions indicated on the label.

DISPOSAL: the product does not contain hazardous substances and it may be disassembled and disposed of as regular municipal waste.

PRODUCT ORIGIN: the last letter on the label of the product code REF indicates the source of the material (S = porcine, E = equine).

Symbols used on the label:

single use year and month of expiry lot number carefully read the instructions Sterile. Sterilization performed by irradiation with gamma rays. If the packaging is open or damaged the sterility of the product is no longer guaranteed. Limitation of the temperature

OsteoBio® Knochen- und Kollagenmatrix - Deutsch -

Medizinprodukt der Klasse III, Knochen- und Kollagenmatrix heterologen Ursprungs als Ersatz für den autogenen oder allogenen Knochen, dessen Matrix und Porenform es aufweist.

Gen-Os®: Knochenmineral und Kollagen natürlichen heterologen Ursprungs, osteokonduktiv, resorbierbar, biokompatibel, hygroskopisch. Das Produkt ist mäßig röntgendicht. GRANULOMETRIE: 0,25-1 mm/ 1-2 mm.

KLINISCHE INDIKATIONEN: Kollagenierter Füllstoff für nicht infizierte, nicht sklerotische, unbelastete und gut durchblutete Knochendefekte.

VERPACKUNG: Sterile Einweg-Glasflasche oder Blister.

VERWENDUNGSWEISE: OsteoBio® Gen-Os® muss vor der Verwendung mit sterilen Lösungen hydratisiert werden. Darüber hinaus kann OsteoBio® Gen-Os® zur Verbesserung der Handhabung mit anderen Produkten wie OsteoBio® TSV Gel gemischt werden. Die so erhaltene Mischung muss mit sterilen Instrumenten in die Empfängerstellen eingebracht werden.

NEBENWIRKUNGEN: keine bekannt. Obwohl das verwendete Verabreichungssystem die Hemmung unerwünschter Antikörperreaktionen nachgewiesen hat, kann eine entfernte Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden.

KONTRAINDIKATIONEN: Nicht bei Patienten mit Pathologien bzw. Krankheit verwenden, die mit einer Operation unvereinbar sind, oder Patienten mit akuten oder chronischen Infektionen (Osteomyelitis). Nicht indiziert für Patienten mit immunologischer Dysregulいた oder mit Autoimmunerkrankungen, besonders in der Kindheit und im Alter. Nicht direkt oder in der Nähe von großen Gefäßen oder Nerven verwenden. Nicht an schlecht durchbluteten, nekrotischen oder infizierten Stellen verwenden. Nicht an Stellen verwenden, an denen die Stabilität und der Schutz des Produkts nach dem Einsetzen nicht gewährleistet ist. Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn die Verpackung beschädigt oder bereits offen ist.

WARNUNG: Dieses Produkt wurde nicht an schwangeren Patientinnen getestet. Das Produkt ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt und sollte daher nicht erneut sterilisiert werden. Die Einzeisteile muss gut gespült und gereinigt und das Produkt gut stabilisiert und geschützt werden.

Produkt für spezialisierte Chirurgen mit fundierter klinischer Erfahrung mit Biomaterialeinsparataten: Beachten Sie unbedingt die Hinweise der wissenschaftlichen Literatur zu heterologen Transplantationen, insbesondere der auf der Website www.osteobiol.com zitierten wissenschaftlichen Literatur zu OsteoBio® Geräten sowie dieser Anleitung. Es liegt in der Verantwortung des Facharztes, für jede einzelne Anwendung ein korrektes klinisches Management der Biomaterialien und des Patienten sicherzustellen.

Verfallsdatum: Das Produkt kann fünf Jahre ab dem Sterilisationsdatum verwendet werden; das Verfallsdatum ist auf dem Etikett angegeben.

LAGERUNG: Das Produkt muss fern von direkten Wärmequellen und Sonneneinstrahlung, an einem trockenen und sauberen Ort und unter den auf dem Etikett angegebenen Bedingungen gelagert werden.

ENTSORGUNG: Das Produkt enthält keine gefährlichen Stoffe und kann bei Nichtgebrauch zerlegt und als normaler Siedlungsabfall entsorgt werden.

URSPRUNG DES PRODUKTES: auf dem Etikett gibt der letzte Buchstabe des REF-Produktcodes die Herkunft des Materials an (S=Schwein; E=Pferd).

Auf dem Etikett verwendete Symbole:

Einzelverwendung Jahr und Verfallsmonat Losnummer Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch

Steril. Sterilisation erfolgt durch Bestrahlung mit Gammastrahlen. Wenn die Verpackung offen oder beschädigt ist, ist die Sterilität des Produkts nicht mehr gewährleistet. Temperaturbegrenzung

Matrice osseuse et collagénique OsteoBio® - Français -

Dispositif médical de classe III, matrice osseuse et collagénique d'origine hétérologue, substitut de l'os autologue ou allogène dont il présente la matrice et la forme poreuse.

Gen-Os® : minéral osseux et collagène d'origine hétérologue, ostéoconducteur, réabsorbable, biocompatible, hygroscopique. Le produit est modérément radio opaque.

GRANULOMÉTRIE : 0,25–1 mm/ 1-2 mm.

INDICATIONS CLINIQUES : agent de remplaceage, à base de collagène, de laeures osseuses non infectées, non sclérotiques, non sujettes à des charges et bien vascularisées.

CONDITION D'EMPLOI : l'accon en verre ou blister stérile à usage unique.

MODE D'EMPLOI : OsteoBio® Gen-Os® doit être hydraté avant utilisation avec des solutions stériles. Pour en améliorer la maniabilité, OsteoBio® Gen-Os® peut également être mélangé à d'autres dispositifs comme OsteoBio® TSV Gel : l'arnalgame ainsi obtenu doit être appliqué sur le site receveur avec des instruments stériles.

EFFETS SECONDAIRES : aucun connu. Bien que le système de traitement adopté ait démontré l'inhibition de réactions d'anticorps indésirables, une éventuelle réaction à distance ne peut toutefois être exclue.

CONTRE-INDICATIONS : ne pas utiliser chez des patients présentant des pathologies ou affections qui contre-indiquent la chirurgie ou présentant une infection aiguë ou chronique (ostéomyélite) en cours. Non indiqué chez les patients à réactivité immunologique altérée ou atteints de pathologies auto-immunes, en particulier les enfants et les personnes âgées. Ne pas utiliser directement sur ou à proximité de gros vaisseaux ou nerfs. Ne pas utiliser sur des sites receveurs faiblement vascularisés, nécrotiques ou infectés. Ne pas utiliser sur des sites ne garantissant pas la stabilité et la protection du produit une fois implanté. Le produit ne doit pas être utilisé si l'emballage est endommagé ou ouvert avant usage.

MISE EN GARDE : Le produit n'a pas été expérimenté sur les femmes enceintes. Le produit est à usage unique et ne doit donc pas être stérilisé une deuxième fois. Le site d'implantation doit être correctement nettoyé et propre ; le produit doit être bien stabilisé et protégé.

Produit réservé aux chirurgiens spécialisés avec longue expérience clinique en greffes de biomatériaux : respecter rigoureusement les indications fournies par la littérature scientifique en matière de greffes hétérologues, notamment par la littérature scientifique relative aux dispositifs OsteoBio®.

AVERTISSEMENT : ce produit n'a pas été testé sur des femmes enceintes. Le produit est à usage unique et ne doit donc pas être stérilisé une deuxième fois. Le site d'implantation doit être correctement nettoyé et propre ; le produit doit être bien stabilisé et protégé.

PEREMPTION : le produit peut être utilisé pendant cinq ans après la date de stérilisation ; la date de péremption est indiquée sur l'étiquette.

CONSERVATION : le produit doit être conservé à l'abri des sources directes de chaleur et des rayons du soleil, dans un lieu sec et propre, dans les conditions indiquées sur l'étiquette.

ÉLIMINATION : le produit ne contient pas de substances dangereuses et, en cas de non-utilisation, il peut être démonté et éliminé comme un déchet médical traditionnel.

ORIGINE DU PRODUIT : sur l'étiquette, la dernière lettre du code du produit REF indique l'origine du matériel (S=porcine ; E=équine).

Symboles utilisés sur l'étiquette :

jetable année et mois d'expiration numéro de lot lisez attentivement les instructions Limitation de la température

Stérilisation effectuée par irradiation aux rayons gamma. Si l'emballage est ouvert ou endommagé, la stérilité du produit n'est plus garantie.

Matriz ósea y de colágeno OsteoBio® - Español -

Dispositivo Médico de clase III, matriz ósea y de colágeno de origen heterólogo, sustitutivo del hueso autólogo o alólogo del cual presenta la matriz y forma porosa.

Gen-Os®: mineral óseo y colágeno de origen natural heterólogo, osteoconductor, reabsorbible, biocompatible, higroscópico. El producto es moderadamente radiopaco. GRANULOMETRÍA: 0,25-1 mm/ 1-2 mm.

INDICACIONES CLÍNICAS: relleno de colágeno para defectos óseos no infectados, no escleróticos, no sujetos a carga y bien irrigados.

ENVASE: frasco de vidrio o blister estéril desechable.

MODO DE EMPLEO: OsteoBio® Gen-Os® se debe hidratar antes de su uso con soluciones estériles. Además, para mejorar su manejabilidad, OsteoBio® Gen-Os® se puede mezclar con otros dispositivos como OsteoBio® TSV Gel: la pasta obtenida de esta forma se coloca en la zona receptora con instrumental estéril.

EFFECTOS SECUNDARIOS: no se conocen. Aunque el tipo de elaboración adoptado ha demostrado la inhibición de las reacciones adversas de anticorpos, no se puede, sin embargo, excluir una posibilidad remota.

CONSERVACIÓN: se debe conservar el producto en pacientes que presentan patologías o enfermedades que contraindican la cirugía o que presentan una infección aguda o crónica (osteomielitis) en curso. No indicado en pacientes con disreactividad inmunológica o que sufren enfermedades autoinmunes, en especial en la infancia y en ancianos. No utilizar directamente o cerca de grandes vasos o nervios. No utilizar en sitios receptores escasamente irrigados, necrosados o infectados. No utilizar en sitios que no garanticen la estabilidad y la protección del producto una vez implantado.

ADVERTENCIA: el producto no se ha probado en pacientes embarazadas. El producto es desechable y, como tal, no se debe volver a esterilizar. La zona del implante debe estar bien limpia y el producto debe estar bien estabilizado y protegido.

Producto reservado a cirujanos especializados con una sólida experiencia clínica en implantes de biomateriales: siga estrictamente las indicaciones proporcionadas por la literatura científica sobre implantes heterólogos, en particular en la literatura científica sobre dispositivos OsteoBio® mencionada en el sito www.osteobiol.com, además de estas instrucciones. Para cada aplicación, es responsabilidad del cirujano especialista la correcta gestión clínica de los biomateriales y del paciente.

CUIDADO: la validez del producto es de cinco años a partir de la fecha de esterilización y la fecha de caducidad se muestra en la etiqueta.

CONSERVACIÓN: se debe conservar el producto protegido de fuentes directas de calor y de la luz del sol, en un lugar seco y limpio, y en las condiciones que se muestran en la etiqueta.

ELIMINACIÓN: el producto no contiene sustancias peligrosas y si no se utiliza se puede desmontar y eliminar como residuo urbano normal.

ORIGEN DEL PRODUCTO: en la etiqueta, la última letra del código de producto REF indica el origen del material (P=porcino; E=equino).

Símbolos utilizados en la etiqueta:

desechable número de lote limitación de temperatura

Estéril. Esterilización realizada por irradiación con rayos gamma. Si el embalaje está abierto o dañado, la esterilidad del producto ya no se garantiza una.

Matriz óssea e colagénica OsteoBio® - Português -

Dispositivo Médico de classe III, matriz óssea e colagénica de origem heterológica, substitutivo do osso autólogo ou alólogo do qual apresenta a matriz e forma porosa.

Gen-Os®: matriz óssea e colágeno de origem natural heterológica, osteocondutor, reabsorvível, biocompatível, higroscópico. O produto é moderadamente visível em contraste com raios-x.

GRANULOMETRIA: 0,25–1 mm/ 1-2 mm.

INDICAÇÕES CLÍNICAS: preenchimento de colágeno de defeitos ósseos não infectados, não escleróticos, não sujeitos à carga e bem vascularizados.

APRESENTAÇÃO: frasco de vidro ou blister estéril descartável.

MODALIDADE DE USO: OsteoBio® Gen-Os® deve ser hidratado antes da sua utilização com soluções estéreis. Ainda para melhorar o manuseio, OsteoBio® Gen-Os® pode ser misturado com outros dispositivos como OsteoBio® TSV Gel: a massa assim obtida deve ser posicionada no local receptor com instrumental estéril.

EFEITOS COLATERAIS: nenhum conhecido. Mesmo se o sistema de operação aplicado tenha demonstrado inibição de reações de anticorpos adversas, não pode se excluir a possibilidade remota.

CONTRAINDICAÇÕES: não utilizar em pacientes que apresentem patologias ou afecções que contra-indiquem a cirurgia ou que apresentem infecção aguda ou crônica (osteomielite) no momento. Não indicado em pacientes com forte reação imunológica ou com patologias autoimunes, em especial na infância e no ancão. Não utilizar diretamente ou nas proximidades de grandes vasos o nervos. Não utilizar em locais que locais recebedores escassamente vascularizados, necrosados ou infectados. Não utilizar em locais que não garantam a estabilidade e a proteção do produto logo após ser implantado. O produto não deve ser utilizado se a embalagem apresentar-se danificada ou aberta antes do uso.

ADVERTÊNCIA: o produto não foi experimentado em pacientes em gravidez. O produto é descartável e como tal não deve ser re-esterilizado. A base do implante deve ser bem desinfetada e limpa e o produto deve estar bem estabilizado e protegido.

Produto reservado a cirurgiões especializados com experiência clínica consolidada em implantes de biomateriais: observe rigorosamente as indicações fornecidas pela literatura científica relativa sobre os implantes heterólogos, em particular à literatura científica relativa aos dispositivos OsteoBio® citada no site www.osteobiol.com, para além des presentes instruções. Para cada uma das aplicações, é responsabilidade do cirurgião especializado a gestão clínica correta dos biomateriais e do paciente.

VENIMENTO: a validade do produto é de cinco anos da data de esterilização e a data de vencimento é descrita na etiqueta.

CONSERVAÇÃO: o produto deve ser conservado ao abrigo de fontes dretas de calor e dos raios solares, em local seco e limpo e em nas condições que se encontram na etiqueta.

ELIMINACÃO: o produto não contém substâncias perigosas e caso não utilizado pode ser desmontado e eliminado como residuo urbano normal.

ORIGEM DO PRODUTO: no rótulo a última letra do código do produto REF indica a origem do material (S=suína; E=equina).

Símbolos utilizados no rótulo:

descartável número do lote limitação da temperatura

Estéril. Esterilização realizada por irradiação com raios gama. Se a embalagem estiver aberta ou danificada, a esterilidade do produto não é mais garantida.

Matryca kostno-kolagenowa OsteoBio® - Polski -

Urządzenie medyczne klasy III, matryca kostno-kolagenowa pochodzenia heterologicznego, zastępująca kość autologiczną lub allogeniczną, której matryca i postać porowata odzwierciedla.

Gen-Os®: matryca kostna i kolagen pochodzenia naturalnego o właściwościach heterologicznych, osteokonduktoryjnych, resorbowalnych, biokompatybilnych, higroskopijnych. Produkt umiarkowanie przezroczystyżyczący promieni rentgenowskich. WIELKOŚĆ ZIARNA: 0,25-1 mm/ 1-2 mm.

WSKAZANIA KLINICZNE: wypełnianie kolagenem ubytków kościowych, nieskleroizowanych, nieopórzonych obciążeniem i dobrze ukrążonych żyłkami kostnymi.

OPAKOWANIE: sterylny blok lub blister do jednorazowego wykorzystania.

SPOSÓB UŻYCI: OsteoBio® Gen-Os® należy natychy przed użyciem za pomocą jałowych rękawiczek. Aby ułatwić korzystanie z produktu, OsteoBio® Gen-Os® można mieszać z innymi urządzeniami, takimi jak OsteoBio® TSV Gel: mieszanina otrzymana w ten sposób musi być umieszczana w kółu wszczepu za pomocą sterylnych instrumentów.

SKUTKI UBOCZNE: niezane. Chociaż przyjęty system przetwarzania wykazał hamowanie niepożądanych reakcji przeciwciał, nie można wykluczyć takiej możliwości.

PRZECIWSKAZANIA: nie stosować u pacjentów, u których występują choroby lub dolegliwości stanowiące przeciwwskazania do zabiegów chirurgicznych lub u których stwierdzono ostrą lub przewlekłą infekcję (zapalenie szpiku kostnego). Produkt nie jest wskazany u pacjentów z zaburzeniami immunologicznymi lub cierpiących na choroby autoimmunologiczne, szczególnie w przypadku dzieci i osób starszych. Nie stosować w bezopóźnionych sąsiedztwie lub w pobliżu dużych naczyń lub nerwów. Nie stosować w kółach słabo ukrążonych, dotkniętych martwicą lub zainfekowanych. Nie stosować w miejscach, które nie gwarantują stabilności i ochrony produktu po umieszczeniu. Nie stosować produktu, jeśli jego opakowanie jest uszkodzone lub było otwarte przed użyciem.

OSTRZEŻENIE: produkt nie był testowany na kobietach w ciąży. Produkt jednorazowego użytku – nie powinién być ponownie sterylizowany. Łoże wszczepu musi być dobrze oczyszczone, a produkt dobrze ustabilizowany i odpowiednio osłonięty.

Produkt zarezerwowany dla wyspecjalizowanych chirurgów z udoświadczonym doświadczeniem klinicznym w zakresie wszczepów z biomateriałów: należy ściśle przestrzegać wskazań zawartych w literaturze naukowej dotyczącej wszczepów heterologicznych, a w szczególności w literaturze naukowej dotyczącej urządzeń OsteoBio® wymienioną na stronie www.osteobiol.com, a także w niniejszych instrukcjach. W przypadku każdego indywidualnego zastosowania chirurg specjalista jest odpowiedzialny za prawidłowe postępowanie kliniczne w odniesieniu do biomateriałów i pacjenta.

TERMIN WAŻNOŚCI: ważność produktu wynosi pięć lat od daty sterylizacji. Data ważności jest podana na etykiecie.

PRZECIWOZWYKANE: produkt musi być przechowywany z dala od bezpośrednich źródeł ciepła i promieni słonecznych, w suchym i czystym miejscu oraz w warunkach określonych na etykiecie.

ELLENWARTATOK: produkt nie zawiera substancji niebezpiecznych. Jeśli nie jest używany, można go rozłożyć i używać jak zwykłe odpady komunalne.

PROZOCZENIE PRODUKTU: ostatnia litera kodu produktu REF na etykiecie wskazuje na pochodzenie tkanki (S=wysswież, E=koniska).

Symbole używane na etykiecie:

jedenorazowy numer partii ograniczenie temperatury

Sterylny. Sterylizacja przeprowadzona przez napromienianie promieniami gamma. Jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone, sterylność produktu nie jest gwarantowana.

OsteoBio® Kollagenenerde benmatrrix - Svenska

Medicinsk kist, klass III, ben- och kollagenmatrrix av heterologt ursprung, ersättning för det autologa eller allogena benet, av vilket det uppvisar porös matrx och form.

Gen-Os®: ben- och kollagenmatrrix av naturligt heterologt ursprung, osteokonduktiv, resorbierbar, biokompatibel, hygroskopisk. Produkten är mättigt radiopåk.

KORNSTORLEK: 0,25–1 mm/ 1-2 mm.

KLINISKA INDIKATIONER: Kollagenbaserat fyllmedel för ej infekterade, ej sklerotiska bendefekter, som inte är utsatta för belastning och väl vasculariserade. FÖRBEREDNING: injektionskistka i glas eller sterilt engångsbeholder.

ANVÄNDNING: OsteoBio® Gen-Os® ska hydratiseras före användning med sterila lösningar. Dessutom, för att förbättra hanterbarheten, kan OsteoBio® Gen-Os® blandas med andra produkter, så som OsteoBio® TSV Gel: den blandning, som erhålls på detta sätt, ska placeras i mottaggarbuden med sterila instrument.

BIVERKNINGAR: Inga kända. Även om det används behandlingssystemet har påvisat inhibition av negativa antikörperreaktioner, kan man dock inte utesluta en avlägsen möjlighet.

KONTRAINDIKATIONER: ska ej användas i patienter med sjukdomar eller besvär som: avvädr från kirurgi eller som uppvisar pågående akuta eller kroniska infektioner (osteomyelit). Lämpas skj inte för patienter med immunologisk dysregulいた eller som lider av autoimmuna sjukdomar, framför allt barn och äldre personer. Ska ej användas direkt på, eller i närheten av, stora ådror eller nerver. Ska ej användas på dåligt vasculariserade, nekrotiska eller infekterade mottagarställen. Ska ej användas på ställen, som inte garanterar stabilitet och skydd av produkten, när den väl transplanterats.

Produkten får inte användas om förpackningen är skadad, eller har öppnats före användning.

VARNING: produkten har inte testats på gravida patienter. Detta är en engångsprodukt och som sådan får den inte omsteriliseras.

Transplanteratsäklitet ska vara ordentligt rengjord och produkten ska vara väl stabiliserad och skyddad.

Produkten är reserverad för specialiserade kirurger med konsoliderad klinisk erfarenhet vad beträffar transplantation av biomaterial: följ nogga de anvisningar, som tillhandahålls i vetenskaplig litteratur rörande heterologa transplantationer, framför allt den vetenskapliga litteratur, som är OsteoBio® enheterna och som nämns på webbplatsen www.osteobiol.com och även i dessa instruktioner. För varje enskasta applikation är det specialistkirurgen, som ansvarar för korrekt klinisk hantering av biomaterialen och av patienten.

BÄST FÖRSTÅ: produktens giltighetstid är fem år från sterilseringsdatumet och bäst före datum anges på etiketten.

FÖRVARING: produkten ska förvaras skyddad från direkta värmekällor och från solstrålning, på tørt och rent ställe under de förhållanden, som anges på etiketten.

BORTSKAFFNING: produkten innehåller inga farliga ämnen och om den inte har använts kan den monteras ned och bortskaffas som normal hushållsavfall.

PRODUKTENS URSPRUNG: på etiketten anger den sista bokstaven i produktkoden REF materialets ursprung (S=svin; E=häst).

Symboler som används på etiketten:

