

Matrice ossea e collagenica OsteoBio® - Italiano -

Dispositivo Médico de classe III, matrice ossea e collagenica di origine eterologa, sostitutoivo dell'osso autologo o alloggio di cui presenta la matrice e l'arteria (S=porino; E=equine).

mp3®: gránulos colagenados de mineral ósseo heterólogo, pré-hidratados, oportunamente mezclados con gel colágeno (OsteoBio® Gel), osteocondutivo, resorbible, biocompatible e moderadamente radiopaco. GRANULOMETRÍA: 0.6 - 1 mm / 1-2 mm / 2-4 mm.

INDICACIONES CLÍNICHE: reemplivo di difetti ossei non infetti, non sclerotici, non soggetti a carico e ben irrorati.

CONFEZIONAMENTO: singole sterili monouso.

MODALITÀ D'USO: il prodotto non deve essere idratato. Dopo l'apertura della confezione, può essere innestato direttamente nel sito ricevente. Dopo l'utilizzo, il sito ricevente deve essere chiuso tramite il posizionamento del lembo e sutura.

EFFETTI COLLATERALI: nessuno noto. Sebbene il sistema di lavorazione adottato abbia dimostrato l'inibizione di reazioni anticorpali avverse, non si può comunque escludere la remota possibilità.

CONTROINDICAZIONI: non utilizzare in pazienti che presentano patologie o affezioni che controindicano la chirurgia o che presentino infezione acuta o cronica (osteomielite) in atto. Non indicato nei pazienti con disregatività immunologica o affetti da patologie autoimmuni, in particolare nell'infanzia e nell'adolescenza. Non utilizzare direttamente o in prossimità di grossi vasi o nervi. Non utilizzare in siti riceventi scarsamente irrorati, necrotici o infetti. Non utilizzare in siti che non garantiscano la stabilità e la protezione del prodotto una volta innestato. Il prodotto è monouso e come tale non deve essere sterilizzato.

AVVERTENZE: il prodotto non è stato sperimentato su pazienti in gravidanza. Il prodotto non deve essere utilizzato se la confezione si presenta danneggiata o aperta prima dell'uso. La sede di innesto deve essere ben detersa e pulita e il prodotto deve essere ben stabilizzato e protetto. Prodotto riservato a chirurghi specializzati con consolidata esperienza clinica in innesti di biomateriali: attenersi rigorosamente alle indicazioni fornite dalla letteratura scientifica sugli innesti eterologhi, in particolare alla letteratura scientifica relativa ai dispositivi OsteoBio® data sul sito [www.osteobiol.com](#), oltre che alle presenti istruzioni.

Per ogni singola applicazione, è responsabilità del chirurgo specialista la corretta gestione clinica dei biomateriali e del paziente. L'esposizione del prodotto comporta un riassorbimento precoce dello stesso ed è possibile una guarigione per seconda intenzione della ferita.

SCADENZA: la validità del prodotto è di anni cinque dalla data di sterilizzazione e la data di scadenza è riportata in etichetta.

CONSERVAZIONE: il prodotto deve essere conservato al riparo da fonti dirette di calore e dai raggi solari, in un luogo asciutto e pulito e alle condizioni riportate in etichetta.

SMALTIMENTO: il prodotto non contiene sostanze pericolose e qualora non utilizzato può essere disassemblato e smaltito come normale rifiuto urbano.

ORIGINE DEL PRODOTTO: l'ultima lettera del codice prodotto REF indica l'origine del materiale (S=suina; E=equina).

Simboli utilizzati in etichetta: monouso anno e mese di scadenza numero di lotto Sterile. Sterilizzazione operata tramite irraggiamento con raggi gamma. Se la confezione è aperta o danneggiata la sterilità del prodotto non è più garantita.

limitazione della temperatura

Bone and collagen matrix OsteoBio® - English -

Class III medical device, bone and collagen matrix of heterologous origin, for the replacement of the autologous bone represented by the matrix and the porous form.

mp3®: heterologous collagenated bone matrix granules, pre-hydrated and properly mixed with collagen gel (OsteoBio® Gel), osteoconductive, resorbable, biocompatible and slightly radiopaque. PARTICLE SIZE: 0.6-1 mm / 1-2 mm / 2-4 mm.

CLINICAL INDICATIONS: filler for non infected, non-sclerotic, vascularized bone defects, for non-load bearing sites.

PACKAGING: sterile disposable syringes.

DIRECTIONS FOR USE: the product must not be hydrated. After opening the package, the product can be grafted directly into the receiving site. After use, the receiving site must be closed by repositioning the flap and suturing.

SIDE EFFECTS: none known. Although the grafting procedure adopted has demonstrated the inhibition of adverse antibody reactions, the remote possibility of graft rejection cannot be excluded.

CONTRAINDICATIONS: do not use in patients who have pathologies or conditions that contraindicate surgery or who have an acute or chronic infection (osteomyelitis). Not indicated for patients with immunodeficiency or suffering from autoimmune diseases, particularly children and the elderly. Do not use directly or near large vessels or nerves. Do not use on poorly vascularized, necrotic or infected receiving sites. Do not use on sites that do not guarantee the stability and protection of the product after grafting. The product must not be used if the packaging is damaged or opened before use.

WARNING: This product has not been tested on pregnant women. The product is for single use only and, as such, should not be re-sterilized. The graft site must be properly treated, and the product must be well stabilized and protected.

Product reserved for surgeons with experience in biomaterial implants: strictly adhere to the instructions given in the scientific literature on heterologous grafts, especially the scientific literature on OsteoBio® devices available on the website [www.osteobiol.com](#), as well as the instructions herein. For every single application, the specialist surgeon has the responsibility to ensure proper clinical management of the biomaterials and the patient.

EXPIRY DATE: the product is valid for five years from the date of sterilization and the expiry date is indicated on the label.

STORAGE: The product must be stored away from direct heat sources and sunlight, in a dry and clean place, under the conditions indicated on the label.

DISPOSAL: the product does not contain hazardous substances and it may be disassembled and disposed of as regular municipal waste.

PRODUCT ORIGIN: the last letter on the label of the product code REF indicates the source of the material (S = porcine; E = equine).

Symbols used on the label:

single use year and month of expiry lot number carefully read the instructions Sterile. Sterilization performed by radiation with gamma rays. If the packaging is open or damaged the sterility of the product is no longer guaranteed.

limitation of temperature

OsteoBio® Knochen- und Kollagenmatrix - Deutsch -

Medizinprodukt der Klasse III, Knochen- und Kollagenmatrix heterologen Ursprungs als Ersatz für den autogenen oder allogenen Knochen, dessen Matrix und Porenform es aufweist.

mp3®: Kollageniertes Granulat aus heterologem Knochenmineral, vorhydratisiert, entsprechend gemischt mit Kollagen gel (OsteoBio® Gel), osteokonduktiv, resorbierbar, biokompatibel und mäßig röntgendicht. GRANULOMETRIE: 0,6 - 1 mm / 1-2 mm / 2-4 mm.

KLINISCHE INDIKATIONEN: Füllstoff für nicht infizierte, nicht sklerotische, unbelastete und gut durchblutete Knochendefekte.

VERPACKUNG: sterile Einwegspritzen.

VERWENDUNGSEIWEISE: Das Produkt darf nicht hydratisiert werden. Nach dem Öffnen der Verpackung kann es direkt in die Empfangsstelle eingesetzt werden. Nach Gebrauch muss die Empfangsstelle durch Repositionierung des Lappens und Vernähen verschlossen werden.

NEBENWIRKUNGEN: keine bekannt. Obwohl das verwendete Verabreichungssystem die Hemmung unerwünschter Antikörperreaktionen nachweisbar hat, kann eine entzündliche Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden.

CONTRAINDIKATIONEN: Nicht bei Patienten mit Pathologien bzw. Krankheitserregern, die mit einer Operation unvereinbar sind, oder Patienten mit akuten oder chronischen Infektionen (Osteomyelitis). Nicht indiziert für Patienten mit immunologischer Dysreaktivität oder mit Autoimmunerkrankungen, besonders in der Kindheit und im Alter. Nicht direkt oder in der Nähe von großen Gefäßen oder Nerven verwenden. Nicht an schlecht durchbluteten, nekrotischen oder infizierten Stellen verwenden. Nicht an Stellen verwenden, an denen die Stabilität und der Schutz des Produkts nach dem Einsetzen nicht gewährleistet ist. Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn die Verpackung beschädigt oder bereits offen ist.

WARNUNG: Dieses Produkt wurde nicht an schwangeren Patientinnen getestet. Das Produkt ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt und sollte daher nicht erneut sterilisiert werden. Die Einzeinstelle muss gut gesäubert und gereinigt und das Produkt gut stabilisiert und geschützt werden.

Produkt für spezialisierte Chirurgen mit fundierter klinischer Erfahrung mit Biomaterialtransplantaten: Beachten Sie unbedingt die Hinweise der wissenschaftlichen Literatur zu heterologen Transplantaten, insbesondere der auf der Website [www.osteobiol.com](#) zitierten wissenschaftlichen Literatur zu OsteoBio® Geräten sowie dieser Anleitung. Es liegt in der Verantwortung des Facharztes, für jede einzelne Anwendung ein korrektes klinisches Management der Biomaterialien und des Patienten sicherzustellen.

Verfallsdatum: Das Produkt kann fünf Jahre ab dem Sterilisationsdatum verwendet werden; das Verfallsdatum ist auf dem Etikett angegeben.

LAGERUNG: Das Produkt muss fern von direkten Wärmequellen und Sonneneinstrahlung, an einem trockenen und sauberen Ort und unter den auf dem Etikett angegebenen Bedingungen gelagert werden.

ENTSORGUNG: Das Produkt enthält keine gefährlichen Stoffe und kann bei Nichtgebrauch zerlegt und als normaler Siedlungsabfall entsorgt werden.

URSPRUNG DES PRODUKTES: auf dem Etikett gibt der letzte Buchstabe des REF-Produktes die Herkunft des Materials an (S=Schwein; E=Pferd).

Auf dem Etikett verwendete Symbole:

Einwegspritze Jahr und Verfallsmonat Losnummer Steril. Sterilisation erfolgt durch Bestrahlung mit Gammastrahlen. Wenn die Verpackung offen oder beschädigt ist, ist die Sterilität des Produkts nicht mehr gewährleistet.

Temperaturbegrenzung

Matrice osseuse et collagenique OsteoBio® - Français -

Dispositif médical de classe III, matrice osseuse et collagenique d'origine hétérologue, substitut de l'os autologue ou allogène dont il présente la matrice et la forme poreuse.

mp3®: granulés à base de collagène de minéral osseux hétérologue, pré-hydratés, opportunément mélangés à du gel de collagène (OsteoBio® Gel), ostéoconducteur, résorbable, biocompatible et modérément radio-opaque. GRANULOMÉTRIE: 0,6 - 1 mm / 1-2 mm / 2-4 mm.

INDICATIONS CLINIQUES : agent de remplissage de lacunes osseuses non infectées, non sclérotiques, non sujettes à charge et bien vascularisées.

CONFECTIONNEMENT : sergines stériles à usage unique.

MODE D'EMPLOI : le produit ne doit pas être hydraté. Après ouverture de l'emballage, il peut être appliqué directement sur le site receveur. Après utilisation, le site receveur doit être fermé par repositionnement du bord et suture.

EFFETS SECONDAIRES : aucun connu. Bien que le système de traitement adopté ait démontré l'inhibition de réactions d'anticorps indésirables, une éventuelle réaction d'allo-greffe ne peut être exclue.

CONTRE-INDICATIONS : ne pas utiliser chez des patients présentant des pathologies ou affections qui contre-indiquent la chirurgie ou présentant une infection aiguë ou chronique (ostéomyélite) en cours. Non indiqué chez les patients à réactivité immunologique altérée ou atteints de pathologies auto-immunes, en particulier les enfants et les personnes âgées. Ne pas utiliser directement sur ou à proximité de gros vaisseaux ou nerfs. Ne pas utiliser sur des sites receveurs faiblement vascularisés, nécrotiques ou infectés. Ne pas utiliser sur des sites ne garantissant pas la stabilité et la protection du produit une fois implanté. Le produit ne doit pas être utilisé si l'emballage est endommagé ou ouvert avant usage.

MISE EN GARDE : le produit n'a pas été expérimenté sur les femmes enceintes. Le produit est à usage unique et ne doit donc pas être stérilisé une deuxième fois. Le site d'implantation doit être correctement nettoyé et propre : le produit doit être bien stabilisé et protégé.

Produit réservé aux chirurgiens spécialisés avec longue expérience clinique en greffes de biomatériaux : respecter rigoureusement les indications fournies par le site scientifique en matière de greffes hétérologues, notamment par la littérature scientifique relative aux dispositifs OsteoBio® mentionnée sur le site [www.osteobiol.com](#), ainsi que les présentes instructions. Pour chaque application, le chirurgien spécialiste est responsable de la gestion clinique des biomatériaux et du patient.

PÉREMPTION : le produit peut être utilisé pendant cinq ans après la date de stérilisation ; la date de péremption est indiquée sur l'étiquette.

CONSERVATION : le produit doit être conservé à l'abri des sources directes de chaleur et des rayons du soleil, dans un lieu sec et propre, dans les conditions indiquées sur l'étiquette.

ÉLIMINATION : le produit ne contient pas de substances dangereuses et, en cas de non-utilisation, il peut être démonté et éliminé comme un déchet ménager traditionnel.

ORIGINE DU PRODUIT : sur l'étiquette, la dernière lettre du code du produit REF indique l'origine du matériel (S=porcine ; E=équine). Symboles utilisés sur l'étiquette:

jetable année et mois d'expiration lisez attentivement les instructions Sterilisation effectuée par irradiation aux rayons gamma. Si l'emballage est ouvert ou endommagé, la stérilité du produit n'est plus garantie.

Matriz ósea y de colágeno OsteoBio® - Español -

Dispositivo Médico de clase III, matriz ósea y de colágeno de origen heterólogo, sustitutivo del hueso autólogo o allogéio del cual presenta la matriz y forma porosa.

mp3®: gránulos colagenados de mineral ósseo heterólogo, prehidratados, convenientemente mezclados con gel colágeno (OsteoBio® Gel), osteoconductor, resorbible, biocompatible y moderadamente radiopaco. GRANULOMETRÍA: 0,6 - 1 mm / 1-2 mm / 2-4 mm.

INDICACIONES CLÍNICAS: relleno de defectos óseos no infectados, no escleróticos, no sujetos a carga y bien irrigados.

ENVASE: jeringas estériles desechables.

MODO DE EMPLEO: el producto no debe ser hidratado. Después de abrir el envase, se puede implantar directamente en la zona receptora. Después del uso, la zona receptora debe cerrarse mediante la relocalización del borde y sutura.

EFFECTOS SECUNDARIOS: no se conocen. Aunque el tipo de elaboración adoptado ha demostrado la inhibición de las reacciones adversas de anticuerpos, no se puede, sin embargo, excluir una posibilidad remota.

CONTRAINDICACIONES: no utilizar en pacientes que presentan patologías o enfermedades que contraindiquen la cirugía o que presenten una infección aguda o crónica (osteomielitis) en curso. No indicado en pacientes con disregatividad inmunológica o que sufran enfermedades autoinmunes, en especial en la infancia y en ancianos. No utilizar directamente o cerca de grandes vasos o nervios. No utilizar en sitios receptores escasamente irrigados, necrosados o infectados. No utilizar en sitios que no garanticen la estabilidad y la protección del producto una vez implantado. No se debe utilizar el producto si el envase presenta daños o está abierto antes del uso.

ADVERTENCIA: el producto no se ha probado en pacientes embarazadas. El producto es desechable y, como tal, no se debe volver a esterilizar. La zona del implante debe estar bien limpia y el producto debe estar bien estabilizado y protegido.

Producto reservado a cirujanos especializados con una sólida experiencia clínica en el manejo de biomateriales: siga estrictamente las indicaciones proporcionadas por la literatura científica sobre implantes heterólogos, en particular en la literatura científica sobre dispositivos OsteoBio® mencionada en el sitio [www.osteobiol.com](#), además de estas instrucciones. Para cada aplicación, es responsabilidad del cirujano especialista la correcta gestión clínica de los biomateriales y del paciente.

CADUCIDAD: la validez del producto es de cinco años a partir de la fecha de esterilización y la fecha de caducidad se muestra en la etiqueta.

CONSERVACIÓN: se debe conservar el producto protegido de fuentes directas de calor y de la luz del sol, en un lugar seco y limpio, y en las condiciones que se muestran en la etiqueta.

ELIMINACIÓN: el producto no contiene sustancias peligrosas y si no se lo utiliza se puede indicar y eliminar como residuo urbano normal.

ORIGEN DEL PRODUCTO: en la etiqueta, la última letra del código de producto REF indica el origen del material (P=porcino; E=equino).

Símbolos utilizados en la etiqueta:

año y mes de vencimiento lee las instrucciones cuidadosamente Estéril. Esterilización realizada por irradiación con rayos gamma. Si el embalaje está abierto o dañado, la esterilidad del producto ya no se garantiza una.

Matriz óssea e collagenica OsteoBio® - Português -

Dispositivo Médico de classe III, matriz óssea e collagenica de origem heteróloga, substitutivo do osso autólogo ou allogéio do qual apresenta a matriz e forma porosa.

mp3®: gránulos colagenados de matriz óssea heteróloga, pré-hidratados, adequadamente misturados com gel de colágeno (OsteoBio® Gel), osteocondutor, reabsorvível, biocompatível e moderadamente visível em contraste com raios x. GRANULOMETRIA: 0,6 - 1 mm / 1-2 mm / 2-4 mm.

INDICAÇÕES CLÍNICAS: preenchimento de defeitos ósseos não infectados, não escleróticos, não sujeitos a carga e bem vascularizados.

APRESENTAÇÃO: seringas estéreis descartáveis.

MODALIDADE DE USO: o produto não deve ser hidratado. Após a abertura da embalagem, pode ser implantado diretamente no local receptor.

ADVERTÊNCIA: o produto não se foi testado em pacientes grávidas. O produto é descartável e, como tal, não deve ser re-esterilizado. A base do implante deve ser bem desinfetada e limpa e o produto deve estar bem estabilizado e protegido.

Produto reservado a cirurgões especializados com experiência clínica consolidada em implantes de biomateriais: observar rigorosamente as indicações fornecidas pela literatura científica relativa sobre os implantes heterólogos, em particular à literatura científica relativa aos dispositivos OsteoBio® mencionada no site [www.osteobiol.com](#), para além das presentes instruções. Para cada uma das aplicações, é responsabilidade do cirurgião especializado a gestão clínica correta dos biomateriais e do paciente.

VENCIMENTO: a validade do produto é de cinco anos da data de esterilização e a data de vencimento é desotada na etiqueta.

CONSERVAÇÃO: o produto deve ser conservado ao abrigo de fontes directas de calor e dos raios solares, em local seco e limpo e nas condições descritas no rótulo.

ELIMINAÇÃO: o produto não contém substâncias perigosas e caso não utilizado pode ser desmontado e eliminado como residuo urbano normal.

ORIGEM DO PRODUTO: no rótulo a última letra do código do produto REF indica a origem do material (S=suina; E=equina).

Símbolos utilizados no rótulo:

ano e mês de vencimento leia atentamente as instruções Estéreis. Esterilização realizada por radiação com raios gama. Se a embalagem estiver aberta ou danificada, a esterilidade do produto não é mais garantida.

Matryca kostno-kolagenowa OsteoBio® - Polski -

Urządzenie medyczne klasy III, matryca kostno-kolagenowa pochodzenia heterologicznego, zastępująca kość autologiczną lub allogeniczną, której matryca i postać porowata odzwierciedla.

mp3®: kolagenowane granulki heterologicznej matrycy kostnej, wstępnie nawilżone i zmieszane z żelatem kolagenowym (OsteoBio® Gel), osteokondukcyjne, resorbowalne, biokompatybilne i umiarkowanie nieprzezroczyste promieni rentgenowskich.

WIELKOŚĆ ŻARNIKA: 0,6 - 1 mm / 1-2 mm / 2-4 mm. OPAKOWANIE: sterylne strzykawki jednorazowe.

WSKAZANIA KLINICZNE: wypełnianie niezakażonych, nieostrekrzepionych, nieopóźnionych uszkodzeń i dobrane ukwionych ubytków kostnych.

SPOSÓB UŻYCIA: produkt nie wymaga nawilżania przed wszczepieniem. Po otwarciu opakowania produkt można wszczepić bezpośrednio w miejsce ubytku. Po zastosowaniu produktu kość wszczepu musi być przykryta płatem i zawiązana.

SKUTKI UBOCZNE: nieznane. Chociaż przyjęty system przetwarzania wykazał harmonowanie niepożądanych reakcji przeciwciał, nie można wykluczyć takiej możliwości.

PRZECIWSKAZANIA: nie stosować u pacjentów, u których występują choroby lub dolegliwości stanowiące przeciwwskazania do zabiegów chirurgicznych lub u których stwierdzono ostrą lub przewlekłą infekcję (zapalenie szpiku kostnego). Produkt nie jest wskazany u pacjentów z zaburzeniami immunologicznymi lub cierpiących na choroby autoimmunologiczne, szczególnie w przypadku dzieci i osób starszych. Nie stosować w bezpośrednim sąsiedztwie lub w pobliżu dużych naczyń lub nerwów. Nie stosować w tkance, słabo ukrwionych, dotkniętych martwicą lub zakażonych. Nie stosować w miejscach, które nie gwarantują stabilności i ochrony produktu po umieszczeniu. Nie stosować produktu, jeśli jego opakowanie jest uszkodzone lub było otwarte przed użyciem.

OSTRZEŻENIE: produkt nie był testowany na kobietach w ciąży. Produkt jednorazowego użyciu – nie powinien być ponownie sterylizowany. Kość wszczepu musi być dobrze oczyszczona, a produkt dobrze ustalibizowany i odpowiednio osłonięty.

Produkt zarezerwowany dla wyspecjalizowanych chirurgów z udokumentowanym doświadczeniem klinicznym w zakresie wszczepów z biomateriałów. należy ściśle przestrzegać wskazań zawartych w literaturze naukowej dotyczącej wszczepów heterologicznych, a w szczególności w literaturze naukowej dotyczącej urządzeń OsteoBio® wymienionej na stronie [www.osteobiol.com](#), a także w niniejszych instrukcjach. W przypadku każdego indywidualnego zastosowania chirurg specjalista jest odpowiedzialny za prawidłowe postępowanie kliniczne w odniesieniu do biomateriałów i pacjenta.

TERMIN WAŻNOŚCI: wartość produktu wynosi pięć lat od daty sterylizacji. Data ważności jest podana na etykiecie.

PRZECIWOZWYNIENIE: produkt musi być przechowywany z dala od bezpośrednich źródeł ciepła i promieni słonecznych, w suchym i czystym miejscu oraz w warunkach określonych na etykiecie.

UTYLIZACJA: produkt nie zawiera substancji niebezpiecznych. Jeśli nie jest używany, można go rozbić i utylizować jak zwykły odpad komunalny.

POCHODZENIE PRODUKTU: ostatnia litera kodu produktu REF na etykiecie wskazuje na pochodzenie tkanki (S=swiniarstwo; E=konie).

Symbole używane na etykiecie:

rok i miesiąc wygaśnięcia uważnie przeczytaj instrukcję Sterylne. Sterylizacja przeprowadzona przez napromienianie promieniami gamma. Jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone, sterylność produktu nie jest już gwarantowana.

OsteoBio® Kollagenerade benmatrix - Svenska

Medicinsk produkt av klass III, ben- och kollagenmatrix av heterologt ursprung, ersättning för det autologa eller allogota benet, av vilket det uppvisar porar och form.

mp3®: Kollagengranulat av heterolog biomatrik, förhydraterad och blandad på lämpligt sätt med kollagen gel (OsteoBio® Gel), osteokonduktiv, resorbierbar, biokompatibel och måttligt radiopakt. KÖRNSTORLEK: 0,6 - 1 mm / 1-2 mm / 2-4 mm.

KLINISKA INDIKATIONER: Fyllmedel för infektioner, ej sklerotiska bendefekter, som inte är utsatta för belastning och väl vasculariserade.

FÖRPACKNING: sterila engångssprutor.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER: produkten får inte hydratiseras. När förpackningen öppnats, kan produkten transplanteras direkt i mottagarbädden. Efter användning ska mottagarbädden stängas genom att bandet ligger på plats och sutureras.

BIVERKNINGAR: Inga kända. Även om det används behandlingsläggs här påvisat inhibition av negativa antikörperreaktioner, kan man dock inte utesluta en allvarig möjlighet.

CONTRAINDIKATIONER: ska ej användas i patienter med sjukdomar eller besvär som: avårder från kirurgi eller som uppvisar pågående akuta eller kroniska infektioner (osteomyelit). Lämpar sig inte för patienter med immunologisk dysreaktivitet eller som lidit av autoimmune sjukdomar, framför allt barn och äldre personer. Ska ej användas direkt på, eller i närheten av, stora ådror eller nerver. Ska ej användas på dåligt vasculariserade, nekrotiska

eller infekterade mottagarställen. Ska ej användas på ställen, som inte garanterar stabilitet och skydd av produkten, när den väl transplanterats.

Produkten får inte användas om förpackningen är skadad eller har öppnats före användning.

VARNING: produkten får inte testas på gravida patienter. Detta är en engångsprodukt och som sådan får den inte omsteriliseras.

Transplantationsteknik ska vara ordentligt tränad och produkten ska vara väl stabiliserad och skyddad.

Produkten är reserverad för specialiserade kirurger med konsolerad klinisk erfarenhet vad beträffar transplantation av biomaterial: följ nog de anvisningar, som tillhandahålls i vetenskaplig litteratur rörande heterologa transplantationer, framför allt den vetenskapliga litteratur, som rör OsteoBio® enheterna och som nämns på webbplatsen [www.osteobiol.com](#) och även i dessa instruktioner. För varje enskilda applikation är det specialisten kirurgens ansvar.

an svarar för korrekt klinisk hantering av biomaterialen och av patienten.

BAST FÖRE: produkten giltighetstid är fem år från steriliseringsdatum och bäst före datum anges på etiketten.

FÖRVARING: produkten ska förvaras skyddad från direkta värmekällor och från solstrålar, på tørt och rent ställe under de förhållanden, som anges på etiketten.

BORTSKAFFNING: produkten innehåller inga farliga ämnen och om den inte har använts kan den monteras ned och bortskaffas som normalt hushållsavfall.

PRODUKTENS URSPRUNG: på etiketten anger den sista bokstaven i produktkoden REF materialets ursprung (S=svin; E=häst).

Symbol som används på etiketten:

år och månad för utgången läs anvisningarna noggrant Steril. Sterilisering utförd genom bestrålning med gammastrålar. Om förpackningen är öppen eller skadad är produktets sterilitet inte längre garanterad.

OsteoBio® bein- og kollagenmatrixe – Norsk -

Medisinsk utstyr, klasse III, bein- og kollagenmatrixe av heterologt opprinnelse, egner seg som erstating av det autologe bein eller allogotek etter som den presenterer matrise og den porøse form.

mp3®: kollagenert granulat av heterologt, prehydrert beinmineral, til en egnet blanding med kollagen gel (OsteoBio® Gel), osteokonduktiv, resorbierbar, biokompatibel og moderat røntgenlett. GRANULAT: 0,6 - 1 mm / 1-2 mm / 2-4 mm.

KLINISKE INDIKASJONER: Fylling av ikke-infiserte, ikke-sklerotiske beretell, ikke-gjenstand for lasting og godt sprøyet.

PÅKYNING: sterle, disponible sprøyter.

BrukSANVISNING: produktet må ikke hydratiseres. Etter at pakken er åpnet, kan produktet transplanteres direkte inn på mottaksstedet. Etter bruk må mottaksstedet lukkes med kaffen og suturert.</

