



ZONEfree (REF. 27041) / ZONE (REF. 27047) Automix Syringe Temporary Cement / Provisorium Zement / Ciment Provisoire

Method of use:

1. Remove the cap from the ZONEfree / ZONE automix syringe with a 90° turn counter clockwise.
2. Place and lock a mixing tip on the syringe with a 90° turn clockwise.
3. Apply a thin layer of ZONEfree / ZONE inside the temporary crown or bridge. The cement is automatically mixed in the mixing tip.
4. Seat crown or bridge firmly in the mouth.
5. At room temperature (22°C), ZONEfree Translucent Temporary Cement has a setting time of 2 min. and ZONE Temporary Cement has a setting time of 2.5 min.
6. Remove any excess cement after 2 min.

Where longer setting time or less strength is desired, add some Vaseline (petrolatum) or mineral oil to the cement.

Important: Do not leave ZONEfree / ZONE Temporary Cement in the mouth for a period longer than 30 days from placement. Store at room temperature.

This hard-setting, crystalline cement assures consistent superior retention, yet permits easy removal and clean up. ZONEfree / ZONE Temporary Cement is compatible with all provisional materials, will not affect the temporary crown, is kind to the pulp and tissue and will not decalcify dentin. Zinc-oxide; non-eugenol.

Anwendung:

1. Entfernen Sie die Kappe der ZONEfree / ZONE automix Spritze durch eine 90° Drehung gegen den Uhrzeigersinn.
2. Bringen Sie die Mischkanüle an und verriegeln Sie diese durch eine 90° Drehung im Uhrzeigersinn.
3. Tragen Sie an der Innenseite der temporären Krone oder Brücke eine dünne Schicht ZONEfree / ZONE Provisorium Zement auf. Der Zement wird in der Kanüle automatisch gemischt.
4. Setzen Sie die Kronen oder die Brücke fest in den Mund ein.
5. Bei Raumtemperatur (22 °C) härtet ZONEfree Transluzenter Provisorium Zement nach 2 Minuten aus und ZONE Provisorium Zement nach 2,5 Minuten aus.
6. Entfernen Sie überschüssigen Zement nach 2 Minuten.

Wenn Sie eine langsamere Abbindung oder ein weicheres Material wünschen, geben Sie ein wenig Vaseline zu dem Zement hinzu.

Wichtig: ZONEfree / ZONE provisorischer Zement darf nicht länger als 30 Tage im Munde verbleiben. Lagerung bei Raumtemperatur empfohlen.

ZONEfree / ZONE ist ein kristalliner Zement, der eine hervorragende Haftung am Zahn garantiert, dabei aber leicht zu entfernen und leicht zu reinigen ist. Der Zement passt zu allen Kunststoffen zur Provisorien Herstellung, ist Pulpen freundlich und gingivaverträglich. Zink-Oxid ; Eugenol Frei.

Mode d'emploi:

1. Retirer le capuchon de la seringue auto-mélangeuse ZONEfree / ZONE ciment provisoire en le tournant à 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Mettre en place et verrouiller l'embout mélangeur en le tournant à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Appliquer une mince couche de ciment ZONEfree / ZONE ciment provisoire à l'intérieur de la couronne ou du bridge temporaire. Le ciment est mélangé automatiquement dans l'embout mélangeur.
4. Fixer la couronne ou le bridge à la dent préparée en exerçant une pression ferme.
5. A température ambiante (22°C), le ciment provisoire ZONEfree prend en 2 minutes et le ciment ZONE prend en 2,5 minutes.
6. Après 2 minutes, éliminer l'excédent.

Pour obtenir un matériau plus souple et prolonger le temps de travail du ciment, ajouter une petite quantité de vaseline.

Important: Ne laisser pas le ciment provisoire ZONEfree / ZONE plus de 30 jours en bouche. Conserver à température ambiante.

Ce ciment cristallin à prise dure ZONEfree / ZONE assure un scellement nettement meilleur mais se retire ou se nettoie facilement. Le ciment est compatible avec toutes les matières provisoires, n'affecte pas la couronne provisoire, n'agresse pas la pulpe et les muqueuses et ne décalcifie pas la dentine. L'Oxyde de Zinc ; non-Eugénol.