

Общо описание на продукта:

3-слойна маска автоклавируема (бяла), с връзки.



Сним. 1 Снимка на продукта 3-слойна маска автоклавируема

Класификация на продукта

Лични предпазни средства

Категория на риска ЛПС: категория I, минимален риск

Спецификация на материалите

Слой	Материал
вътрешен (филтриращ)	Нетъкан текстил: 100% полипропилен, UV стабилизирен
външен	памук 100% 180 g / m2

Филтриращият слой (нетъкан текстил) е сертифициран OEKO-TEX® Standard 100 (VNTO 082108).

Технически данни

- Размери:

дължина на маската: 22 см

ширина на маската преди разгъване: пригл. 7,7 см

ширина на маската след разгъване: 18 см

- Якост съгласно RB23032020-1

- Размер: универсален

- Завръзване с връзки

Пакетиране

Брой на маски в опаковката	5 бр
Маркировка на етикета	MASST
Акcesoари	-
Външна опаковка	Полиетиленов плик

За да използвате маската отново:

1. Пране при 60 °C до 90 °C или
2. Пране при <60 °C и автоклавиране при 134 °C, или
3. Пране при <60 °C и гладене при макс. 200°C

Условия за съхранение

Съхранение при стайна температура.

Пазете от влага.