


	<b>vhf camufacture</b>	<a href="http://www.vhf.de">www.vhf.de</a>
	<b>Grandio blocs</b>	<b>Grandio disc</b>
Modell / device model	Impression S1 / S2, K4 edition, K5, K5+, R5, Z4, N4	Impression S1 / S2, K4 edition, K5, K5+, R5
Strategie / modus	Nass + trocken / wet + dry	Nass + trocken / wet + dry
Bearbeitungsart / type of processing	Schleifen / grinding	Schleifen + Fräsen / milling + grinding
Universelle Aufnahme / universal holder	Ja / yes	Ja / yes
Software	DentalCAM 7	DentalCAM 7

 <small>Human Zirconium Technology</small>	<b>Zirkonzahn</b>	<a href="http://www.zirkonzahn.com">www.zirkonzahn.com</a>
	<b>Grandio blocs</b>	<b>Grandio disc</b>
Modell / device model	Milling Unit M (M1 - M5)	Auf Anfrage bei Zirkonzahn / on request at Zirkonzahn
Strategie / modus	Nass / wet	Auf Anfrage bei Zirkonzahn / on request at Zirkonzahn
Bearbeitungsart / type of processing	Schleifen / grinding	Auf Anfrage bei Zirkonzahn / on request at Zirkonzahn
Universelle Aufnahme / universal holder	Ja / yes	Nein / no
Software	Zirkonzahn Nesting	–

 <small>Competence in CNC &amp; DENTAL-Solutions</small>	<b>imes-icore</b>	<a href="http://www.imes-icore.de">www.imes-icore.de</a>
	<b>Grandio blocs</b>	<b>Grandio disc</b>
Modell / device model	CORiTEC 245-650i + One	CORiTEC 245-650i
Strategie / modus	Nass / wet	Trocken / dry
Bearbeitungsart / type of processing	Schleifen / grinding	Fräsen / milling
Universelle Aufnahme / universal holder	Ja / yes	Ja / yes
Software	icam V4.7 / V5 smart	icam V4.7 / V5 smart

	<b>Roland DG</b>	<a href="http://www.rolandeasyshape.com">www.rolandeasyshape.com</a>
	<b>Grandio blocs</b>	<b>Grandio disc</b>
Modell / device model	DWX-4, -4W, -51D, -52D, -52DC, -52DCi	DWX-51D, -52D, -52DC, -52DCi
Strategie / modus	Nass / wet	Nass (optional trocken) / wet ( optional dry)
Bearbeitungsart / type of processing	Schleifen / grinding	Schleifen + Fräsen / milling + grinding
Universelle Aufnahme / universal holder	Ja / yes	Ja / yes
Software	Millbox	Millbox

	<b>exocad GmbH</b>	<a href="http://www.exocad.com">www.exocad.com</a>
	<b>Grandio blocs</b>	<b>Grandio disc</b>
Modell / device model		
Strategie / modus		
Bearbeitungsart / type of processing		
Universelle Aufnahme / universal holder		
Software	DentalCAD	DentalCAD

07/2020, mit kontinuierlichem Update/ updated continuously, [www.voco.dental/devicesgrandio](http://www.voco.dental/devicesgrandio)